

ML 100 Manueller Scheitelbrechwertmesser

Komfortable Arbeitseinstellung durch neig- und feststellbare Gerätebasis.

Best. Nr.: 8601-0100-00

Ausstattung

- Interne Ablesung: Kreuz- und Korona Testmarke
- Volle 90° Einstellung; kann senkrecht gestellt werden zur Messung von Kontaktlinsen
- Akzeptiert auch große Brillengläser (von 24–90 mm)
- Kann mit Prismenkompensator erweitert werden (optional).

Technische Daten

Allgemein		
Abmessungen	L 170 mm x H 470 mm x P 330 mm	
Gewicht	4,9 kg	
Testmarke	Korona / Kreuztestmarke	
Geeignete Glasdurchmesser	24 - 90 mm Ø Stufung 2 mm	
Neigungswinkel	30° - 90°	
Lampe	220V - 15W	
Messbereich		
Brechwert	Messbereich	+ 25 dpt bis -25 dpt
	Stufung	0.125 dpt bis + 3 dpt 0.25 dpt über + 3 dpt
Prismen	Messbereich	5 Δ dpt
	Präzision	0.5 Δ dpt bis zu 2 Δ dpt 1 Δ dpt über 2 Δ dpt
Achse	Messbereich	0° bis 180°
	Stufung	1°
Standard Zubehör	2 Lampen	
	1 Staubschutzhaube	
	1 Kontaktlinsenhalter	
Optionales Zubehör	Einstellbereich 15 D	
	Stufung 1 D	
	Achse 0 - 180°	
	Abstufung 5°	

